



DYNAMIC 3000

- ◆ Automatický rozplňovač MIC
- ◆ Kompaktní přístroj pro automatické plnění mikrotitračních destiček 96 různými reagensy
- ◆ Automatické dávkování spouštěné zasunutím destičky
- ◆ Intuitivní ovládání, dotykový displej, komunikace ve volitelném jazyce, počítadlo desek
- ◆ 20 dávkovacích programů, dávkování předvolených objemů
- ◆ Automatická korekce změny hydrostatického tlaku dávkované kapaliny v průběhu plnění
- ◆ 8 programovatelných promývacích cyklů, automatické nasávání a vypouštění mycích / sanitčních roztoků
- ◆ Minimální ztráty dávkovaných reagensů, minimální náklady na provoz a údržbu
- ◆ Vysoká přesnost a uniformita plnění



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	230 V
Příkon max:	850 VA
Hmotnost:	166 kg
Rozměry (š x h x v):	(1300 x 450 x 1100) mm
Rozsah dávkovaných objemů:	(50 - 300) μ l
Doba naplnění destičky:	< 0.6 s
Nejistota dávkování:	< 5% pro 100 μ l

DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Lidická 977, 273 43 Buštěhrad
Tel.: 220 303 600, Fax.: 224 320 133,
e-mail: office@dynex.cz, www.dynex.cz