

XIII. ČASOMIL, K Č S - vzorek číslo: 7

laboratoř	kód	imunofluorescence	POPIS	neimunofluorescence	VÝSLEDEK
10	G				
11	F	cANCA	slabě pozitivní c-ANCA	ELISA	PR3 - 1,9
12	E	cANCA		ELISA	anti-PR3 pozitivní anti-MPO negativní
13	D		negativní	ELISA	MPO, PR3 negativní
14	C	cANCA	etanol typ cANCA, formalin pozitivní	ELISA	pozitivní PR-3
15	B	cANCA	jiný obraz ANF pozit.fluorescence centriol	ELISA	PR-3 1.23
16	A		jiný obraz imunofluorescence velmi slabá	ELISA	jiný test ELISA a ANA negativní, celkový výsledek negativní
17	I		jiný obraz atypická ANCA (GS ANA)		
18	H	cANCA	cANCA +	ELISA blot	PR3 pozitivní ++
19	G	cANCA			
20	F	pANCA	jiný obraz cytokerin	ELISA	anti PR3
21	E	cANCA			jiný test PR3=1,4 MPO<0,2 cut-off=1
22	D		et+,f+,Hep2 centrioly	ELISA	ANCA-
23	C	cANCA	jiný obraz ANA anti-póly mitotického aparátu(+)		blot pANCA(-),anti-PR3(++), tj. cANCA(++)
24	B	cANCA	HEP-2 negativní	ELISA	MPO negativní, PR3 pozitivní
25	A			ELISA	pANCA 0,04 negativní cANCA 1,55 pozitivní
26	I	cANCA			blot PR3
27	H	cANCA	Pozitivita jen granulocyty formalin	ELISA	PR-3
28	G	cANCA		ELISA	pozitivní PR3 1,39
29	F	cANCA			
30	E	cANCA		ELISA	pozitivní protilátky proti proteináze III
31	D		negativní	ELISA	hraniční anti-PR3
32	C	cANCA		ELISA blot	pozitivita PR3
33	B	cANCA	ANA neg., ANCA poz. - cANCA	ELISA	PR3 - slabě pozitivní negativní (MPO, atypické)
34	A	cANCA	zrnitý s jadrovou akcentáciou		
35	I	cANCA			
36	H	cANCA		ELISA	MPO negat., PR3 pozit.-23,6
37	G	cANCA			
38	F		jiný obraz AMA + pozit, form. granulocytov (slabá)		
39	E			ELISA	negativní MPO, PR3
40	D				blot aPR3 ++ aMPO negat.
41	C			ELISA	Negat.
42	B				
43	A				blot cANCA(PR3) +++
44	I	pANCA	Slabý obraz na alkoh.fix. skl., dobrý na formal. sklíčku!		
45	H	cANCA	ANA : negat.	ELISA	ELISA anti MPO 2,0 U/ml anti PR3 53,6 U/ml
46	G		c ANCA (slabě pos.)	ELISA blot	PR3 (slabě pos.)
47	F		negativní	ELISA	negativní
48	E	cANCA	++1:32		jiný test PR3 +++ (EUROPLUS)
49	G				