

PCR box

s UV lampou a HEPA filtrem

pod 40 tisíc



- ◆ laminární proudění
- ◆ polyuretanový předfiltr
- ◆ hlavní HEPA filtr
- ◆ účinnost filtrace je > 99,99 % pro částice 0,3 µm
- ◆ certifikováno podle EN 61010-1, UL 61010A-1, EN1822 (H 13), ISO 14644.1 Class 3 a dalších norem
- ◆ vestavěná UV lampa s časovým spínačem
- ◆ polykarbonátové čelní sklo, výklopné, s bezpečnostním spínačem UV lampy
- ◆ vestavené osvětlení 5000 K > 800 Lux (optimální zbarvení a intenzita)
- ◆ antimikrobiální nátěr IsoCide® snižuje riziko kontaminace
- ◆ polička pod UV lampou pro účinnější sterilizaci nástrojů
- ◆ rozměry pracovního prostoru: 630 x 538 x 550 mm
- ◆ vnější rozměry: 730 x 617 x 950 mm
- ◆ podstava se zabrzditelnými kolečky jako volitelné příslušenství
- ◆ otvory v zadní stěně pro snadný přívod elektřiny do boxu

cena 33 250 Kč bez DPH

Sazba DPH 20 %.