

Příloha č.: 1 ze dne: 5.3.2009
je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 130/2009 ze dne: 5.3.2009

List 1 z 1

Akreditovaný subjekt:

DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.

Kalibrační laboratoř DYNEX
Na Čihadle 32, 160 00 Praha 6

Kalibrační listy podepisuje:

RNDr. Oldřich Ulmann vedoucí kalibrační laboratoře

František Šourek manažer kvality KL

Obor měřené veličiny: Objem

Kalibrace:

Nominální teplota pro kalibraci: $(22 \pm 4) ^\circ\text{C}$

Pořadové číslo ¹⁾	Měřená veličina	Rozsah měřené veličiny	Nejlepší měřicí schopnost [\pm] ²⁾	Identifikace metody
1	Objem (gravimetricky)	5-10000 μl	0,14 μl	IP-1 (ČSN EN ISO 8655-6)

¹⁾ v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo / i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

²⁾ vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA 4/02 při $k = 2$

Vysvětlivky:

IP - Interní kalibrační postup č.1 (SD 18)

Měřené přístroje či zařízení:

(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny následující typy přístrojů či zařízení, nejistoty uvedené na kalibračním listě budou dány nejistotou daného přístroje či zařízení zvýšenou o příslušnou schopnost měření laboratoře pro příslušnou měřenou veličinu a její rozsah měření)

Pořadové číslo	Typ měřeného přístroje či zařízení
1	Pístové pipety
