

Kalibrační laboratoř Dynex Akreditovaná ČIA

- Kalibrace pipet podle ČSN-EN-ISO 8655
- Jednokanálové a vícekanálové pipety
- Akreditovaný rozsah 2 μ l – 20ml
- Mimo stanovený rozsah jsou kalibrace prováděny neakreditovanou metodou



OBJEDNÁVKA KALIBRACE PIPET

Platné od 01. 6. 2012

Výrobní číslo pipety - pokud není uvedeno na pipetě, označte pipetu jednoznačným evidenčním číslem.

Oprava poškozené pipety - zatrhněte, pokud je požadován servis pipety včetně vyčištění. Servis poškozených pipet s výměnou dílů se provádí pouze v případě dostupnosti náhradních dílů. Oprava pipety bude provedena v servisu Dynex Technologies.

Kalibrační měření - zatrhněte, pokud je požadováno ověření pipetovaných objemů a vystavení kalibračního listu. Měření se provede na spodním, středním a horním objemu.

Kalibrační měření s justováním - zatrhněte, pokud je požadováno justování pipety dle ČSN EN 8655-2 a vystavení kalibračního listu. Justování se provede na nejlepší možnou shodu s normou.

Střední objem - standardně $V_{max}/2$. Pokud je požadován jiný objem, uveďte jeho hodnotu.

Dekontaminace zákazníkem - pokud byla pipeta před odesláním dekontaminována, potvrďte podpisem níže

Způsob odběru - zatrhněte zvolený způsob vrácení pipet. Osobní odběr – zákazník si vyzvedne pipety v sídle firmy Dynex v době 8:00 – 16:30 hod. Zaslát na výše uvedenou adresu – pipety budou zaslány na uvedenou adresu. Dopravné a balné je 60 Kč.

Ceník - kalibrační měření s případným justováním jednokanálové pipety s pevným objemem - 850 Kč

- kalibrační měření s případným justováním jednokanálové pipety s nastavitelným objemem - 1450 Kč

- kalibrační měření s případným justováním čtyřkanálové pipety - 2270 Kč

- kalibrační měření s případným justováním osmikanálové pipety - 3780 Kč

- kalibrační měření s případným justováním dvanáctikanálové pipety - 4790 Kč

- dekontaminace pipety - 100 Kč (bude provedena, pokud nebude pipeta dekontaminována zákazníkem)

Slevy - nad 10 pipet sleva 5%, nad 25 pipet sleva 10%, nad 100 pipet sleva 20%, pokud v minulém roce byla provedena kalibrace, pak navíc sleva 5%.

Součástí ceny je vystavení kalibračního listu. Kalibrovaná pipeta bude označena štítkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pipety jsou standardně kalibrovány do 5 pracovních dnů od obdržení.

Pro dosažení optimálních výsledků je třeba poslat s pipetou i používané špičky v počtu nejméně 11 špiček pro fixní a 33 špiček pro nastavitelné pipety na jeden kanál.

Kalibrační laboratoř Dynex
Akreditovaná ČIA

- Kalibrace pipet podle ČSN-EN-ISO 8655
- Jednokanálové a vícekanálové pipety
- Akreditovaný rozsah 2µl – 20ml
- Mimo stanovený rozsah jsou kalibrace prováděny neakreditovanou metodou



Objednavatel /oddělení:

Adresa:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Datum:

Podpis:

Způsob odběru po kalibraci:

Osobní odběr v kalibrační laboratoři

Zaslat na výše uvedenou adresu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Výrobní číslo										
Oprava poškozené pipety										
Kalibrační měření										
Kalibrační měření s justováním:										
Provést hodnocení pipety dle ČSN EN ISO 8655-2										
Střední objem										
Dekontaminace zákazníkem										
Jméno, podpis										