

## Kalibrační laboratoř Dynex Akreditovaná ČIA

- Kalibrace pipet podle ČSN-EN-ISO 8655
- Jednokanálové a vícekanálové pipety
- Akreditovaný rozsah 5µl – 10ml
- Mimo stanovený rozsah jsou kalibrace prováděny neakreditovanou metodou



## OBJEDNÁVKA KALIBRACE PIPET

Platné od 01. 10. 2010

**Výrobní číslo pipety** - pokud není uvedeno na pipetě, označte pipetu jednoznačným evidenčním číslem.

**Oprava poškozené pipety** - zatrhněte, pokud je požadován servis pipety včetně vyčištění. Servis poškozených pipet s výměnou dílů se provádí pouze v případě dostupnosti náhradních dílů. Oprava pipety bude provedena v servisu Dynex Technologies.

**Kalibrační měření** - zatrhněte, pokud je požadováno ověření pipetovaných objemů a vystavení kalibračního listu. Měření se provede na spodním, středním a horním objemu.

**Kalibrační měření s justováním** - zatrhněte, pokud je požadováno justování pipety dle ČSN EN 8655-2 a vystavení kalibračního listu. Justování se provede na nejlepší možnou shodu s normou.

**Střední objem** - standardně  $V_{max}/2$ . Pokud je požadován jiný objem, uveďte jeho hodnotu.

**Dekontaminace zákazníkem** - pokud byla pipeta před odesláním dekontaminována, potvrďte podpisem níže

**Způsob odběru** - zatrhněte zvolený způsob vrácení pipet. Osobní odběr – zákazník si vyzvedne pipety v sídle firmy Dynex v době 8:00 – 16:30 hod. Zaslát na výše uvedenou adresu – pipety budou zaslány na uvedenou adresu. Dopravné a balné je 60 Kč.

**Ceník** - kalibrační měření s případným justováním jednokanálové pipety s pevným objemem - 850 Kč

- kalibrační měření s případným justováním jednokanálové pipety s nastavitelným objemem - 1450 Kč

- kalibrační měření s případným justováním čtyřkanálové pipety - 2270 Kč

- kalibrační měření s případným justováním osmikanálové pipety - 3780 Kč

- kalibrační měření s případným justováním dvanáctikanálové pipety - 4790 Kč

- dekontaminace pipety - 100 Kč (bude provedena, pokud nebude pipeta dekontaminována zákazníkem)

**Slevy** - nad 10 pipet sleva 5%, nad 25 pipet sleva 10%, pokud v minulém roce byla provedena kalibrace, pak navíc sleva 5%. Při větších objemech zakázek možno dohodnout individuální slevu.

Součástí ceny je vystavení kalibračního listu. Kalibrovaná pipeta bude označena štítkem.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pipety jsou standardně kalibrovány do 5 pracovních dnů od obdržení.

**Pro dosažení optimálních výsledků je třeba poslat s pipetou i používané špičky v počtu nejméně 11 špiček pro fixní a 33 špiček pro nastavitelné pipety na jeden kanál.**

**Kalibrační laboratoř Dynex**  
**Akreditovaná ČIA**

- Kalibrace pipet podle ČSN-EN-ISO 8655
- Jednokanálové a vícekanálové pipety
- Akreditovaný rozsah 5µl – 10ml
- Mimo stanovený rozsah jsou kalibrace prováděny neakreditovanou metodou



Objednavatel /oddělení:

Adresa:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Datum:

Podpis:

Způsob odběru po kalibraci:

Osobní odběr v kalibrační laboratoři

Zaslat na výše uvedenou adresu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Výrobní číslo</b>										
<b>Oprava poškozené pipety</b>										
<b>Kalibrační měření</b>										
<b>Kalibrační měření s justováním:</b>										
<b>Provést hodnocení pipety dle ČSN EN ISO 8655-2</b>										
<b>Střední objem</b>										
<b>Dekontaminace zákazníkem</b>										
<b>Jméno, podpis</b>										