



Testy na nový koronavirus SARS-CoV-2



Přímá detekce - PCR: EUROrealTime SARS-CoV-2

- Specifická detekce SARS-CoV-2
- Rychlá a jednoduchá jedнокroková detekce - reverzní transkripce a real-time PCR v jednom kroku
- Vysoká citlivost díky simultánní detekci 2 různých cílových sekvencí SARS-CoV-2
- Kompatibilní s real-time PCR cykly:
 - LightCycler® 480 II (Roche)
 - 7500 Fast Real-Time PCR Instrument (Applied Biosystems)
 - CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)
- Certifikace CE IVD

Objednáací číslo:
MP 2606-0100 (1 x 100 reakcí)

Detekce protilátek: Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgA a IgG

- Ideální doplnění k přímé detekci
- Možnost využití pro sběr epidemiologických dat
- Semikvantitativní test
- Certifikace CE IVD

Objednáací čísla:
EI 2606-9601 A (IgA), EI 2606-9601 G (IgG)



coronavirus-diagnostics.com

Ver.03_04/2020

DYNEX - exkluzivní distributor produktů EUROIMMUN pro ČR a SR

ČR: DYNEX LabSolutions, s.r.o.
tel.: +420 220 303 600, e-mail: office@dynex.cz

SR: DYNEX Servis, spol. s r.o.
tel.: +421 484 155 045, e-mail: dynex@isternet.sk
www.dynex.cz



EUROIMMUN



 **DYNEX**