



Monoklonální protilátky Bioscot prodávané společností DYNEX

kód	protilátka	klon	objem		přímá / nepřímá				gel. karta	gel. karta	gel. karta
			ml	typ protilátky	aglutinace	sklíčko	zkumavka	destička	Diamed	Ortho	Grifols
TL	Anti-A IgM	BIRMA-1	10	monoklonální	PA	x	x	x			
TN	Anti-B IgM	LB-2	10	monoklonální	PA	x	x	x			
TM	Anti-A,B IgM	ES-4/ES-15	10	monoklonální	PA	x	x	x			
TP	Anti-D IgM	MS-201	10	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
GG	Anti-D IgM	RUM-1	10	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
BM	Anti-D IgM/Anti-D ^{VI} IgG	TH-28/MS-26	10	monoklonální	PA/NA	x	x	x	x	x	
BN	Anti-C IgM	MS-24	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
TA	Anti-E IgM	MS-80/MS-258	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
TK	Anti-c IgM	MS-33	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
TU	Anti-e IgM	MS-16/MS-21/MS-63	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
TW	Anti-C IgM	MS-273	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
GI	Anti-E IgM	MS-12/MS-260	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
TV	Anti-c IgM	MS-35	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
GK	Anti-e IgM	MS-62/MS-69	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
BW	Anti-C+D+E IgM/Anti-D ^{VI} IgG	MS-24/MS-201/MS-26/MS-80	5	monoklonální	PA/NA	x	x	x			
TX	Anti-C ^w IgM	MS-110	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
TT	Monoklonální IgM neg. kontrola	---	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
TR	Anti-K (Kell) IgM	MS-56	5	monoklonální	PA	x	x	x	x	x	
NZ	Anti-k (Cellano) IgG	P3A118OL67	2	monoklonální	NA		x		x	x	x
BI	Anti-Jk ^a IgM	MS-15	2	monoklonální	PA		x				
BE	Anti-Jk ^b IgM	MS-8	2	monoklonální	PA		x				
NE	Anti-M IgG	LM110/140	2	monoklonální	PA		x				
NA	Anti-N IgG	BO3	2	monoklonální	PA		x				
TJ	Anti-S IgM	MS-94	2	monoklonální	PA	x	x	x			
TB	Anti-s IgM	P3BER	2	monoklonální	PA		x				
NB	Anti-Le ^a IgA	GA2	2	monoklonální	PA		x				
ND	Anti-P1 IgM	P3NIL100	2	monoklonální	PA		x				
NW	Anti-Fy ^a IgG	P3TIM	5	monoklonální	NA		x		x	x	x
NY	Anti-Le ^b IgA	P3F234MD4	2	monoklonální	PA		x				
TS	AHG - Anti-Human Globulin (Anti-IgG/C3d)	BRIC-8	10	monoklonální	PA/NA		x				