

# Nakrmte Vaše izolační automaty kvalitní stravou

Společnost Macherey-Nagel je německý výrobce izolačních kitů nejen pro manuální použití. V portfoliu má mnoho kitů určených pro tzv. otevřené platformy izolačních automatů populárních značek.



## Věděli jste, že...

„otevřená platforma“ = přístroj, který Vás neváže k jedinému dodavateli kitů

### Máte v laboratoři některý z níže uvedených?

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



- KingFisher Flex (MagMAX 96 & BioSprint 96)
- KingFisher Duo
- KingFisher Duo Prime

**ALLSHENG**



- Auto-Pure96

**eppendorf**



- epMotion 5073
- epMotion 5075

**HAMILTON**



- Genomic StarLet
- Microlab Star Series
- Nimbus Series
- Nimbus Presto
- MPE2
- Vantage

**TECAN**



- Genesis
- Freedom EVO
- Fluent

**BECKMAN**  
COULTER



- Biomek 3 000
- Biomek 4 000
- Biomek FXP
- Biomek NXP
- I-Series

## Nabízené technologie

- ◆ NucleoMag: magnetické kuličky
- ◆ NucleoBond: anion exchange chromatografie
- ◆ NucleoSpin: silika membrána
- ◆ NucleoFast: ultrafiltrace
- ◆ Protino: afinitní chromatografie (purifikace proteinů)

Pokryjí všechny Vaše požadavky na izolaci z různých typů materiálů i velikostí vzorků → seznam kitů na další straně.

Plná  
aplikační podpora,  
předpřipravené protokoly  
a programy pro vybrané  
přístroje

## Dostupné řešení pro izolaci SARS-CoV-2 RNA se zajímavou cenovkou

- ◆ Kit NucleoMag Dx Pathogen je určen pro izolátory na principu magnetických kuliček, např. KingFisher Flex
  - 744215.4 NucleoMag Dx Pathogen (4 x 96 Preps)
  - 744950 96-well Accessory Kit A for KingFisher (4 x 96)
- ◆ k dispozici program pro KingFisher Flex přímo od Macherey-Nagel
- ◆ cena platná při odběru 20 izolačních kitů za měsíc
- ◆ CE IVD certifikace → lze prominout DPH při použití na diagnostiku Covid-19



Cena 59 Kč  
bez DPH  
za vzorek



DYNEX – autorizovaný distributor Macherey-Nagel v ČR  
Lidická 977, 273 43 Buštěhrad, Česká republika  
Tel.: +420 220 303 600  
email: office@dynex.cz  
www.dynex.cz

**MN** MACHEREY-NAGEL

**DYNEX**

## Plasmidová DNA

- ◆ NucleoSpin® 8 Plasmid
- ◆ NucleoSpin® 96 Plasmid
- ◆ NucleoSpin® 96 Plasmid Transfection-grade
- ◆ NucleoBond® 96 Xtra EF
- ◆ NucleoSpin® 96 Flash

## Přečišťovací kity

- ◆ NucleoSpin® 8 PCR Clean up
- ◆ NucleoSpin® 96 PCR Clean up
- ◆ NucleoFast® 96 PCR Clean up Kit
- ◆ NucleoFast® 96 PCR Plates
- ◆ NucleoMag® NGS Clean up and Size Select

## RNA

- ◆ NucleoSpin® 8 RNA
- ◆ NucleoSpin® 96 RNA
- ◆ NucleoMag® RNA
- ◆ NucleoSpin® 8 RNA Blood
- ◆ NucleoSpin® 96 RNA Blood

## DNA z krve

- ◆ NucleoSpin® 8 Blood
- ◆ NucleoSpin® 96 Blood
- ◆ NucleoSpin® 8 Blood QuickPure
- ◆ NucleoSpin® 96 Blood QuickPure
- ◆ NucleoSpin® Blood L Vacuum
- ◆ NucleoMag® Blood 200 µL
- ◆ NucleoMag® Blood 3 mL

## Volná cirkulující DNA z plasmy

- ◆ NucleoSpin® cfDNA Midi
- ◆ NucleoSpin® 96 cfDNA

## DNA z buněk a tkání

- ◆ NucleoSpin® 96 RapidLyse
- ◆ NucleoSpin® 8 Tissue
- ◆ NucleoSpin® 96 Tissue
- ◆ NucleoMag® Tissue

## DNA z FFPE bločků

- ◆ NucleoSpin® 8 DNA FFPE
- ◆ NucleoMag® 96 DNA FFPE

## DNA z forenzních vzorků

- ◆ NucleoSpin® 8 Trace
- ◆ NucleoSpin® 96 Trace
- ◆ NucleoMag® DNA Forensic

## DNA z rostlin

- ◆ NucleoSpin® 8 Plant II
- ◆ NucleoSpin® 96 Plant II
- ◆ NucleoMag® Plant
- ◆ NucleoMag® 384 Plant

## DNA z bakterií a kvasinek

- ◆ NucleoMag® DNA Bacteria

## DNA z půdy

- ◆ NucleoSpin® 8 Soil
- ◆ NucleoSpin® 96 Soil

## DNA z vody

- ◆ NucleoMag® DNA/RNA Water

## DNA z potravin a krmiv

- ◆ NucleoSpin® 8 Food
- ◆ NucleoSpin® 96 Food
- ◆ NucleoMag® DNA Food

## Virová RNA a DNA

- ◆ NucleoSpin® 8 Virus
- ◆ NucleoSpin® 96 Virus
- ◆ NucleoMag® Virus

## Virová RNA/DNA a bakteriální DNA

- ◆ NucleoMag® Pathogen
- ◆ NucleoMag® Dx Pathogen
- ◆ NucleoMag® VET

## Purifikace proteinů

- ◆ Protino® 96 Ni-NTA
- ◆ Protino® 96 Ni-IDA

Více informací k jednotlivým kitům naleznete v brožuře Macherey-Nagel: Guide for high throughput applications ke stažení na [www.mn-net.com/bioanalysis-downloads](http://www.mn-net.com/bioanalysis-downloads)