

Nové multiplexy mutací SARS-CoV-2

Vážení zákazníci,

přinášíme novinku od našeho dlouhodobého partnera SACACE, který uvádí na trh nový multiplex pro detekci SARS-CoV-2, pomocí kterého lze zároveň i odlišit britskou variantu. Cílové geny a detekční kanály uvádíme zde v tabulce.

Detection channel	ROX/Orange	Cy5/Red	Cy5.5
Result	SARS-Cov-2 WT ("wild type") S gene	ORF1ab: 11288-11296 deletion (SGF 3675-3677) - <i>mutation</i>	Spike (S): 21765-21770 deletion (HV 69-70 DEL) - <i>mutation</i>

Pro více informací je zde k dispozici [manuál ke stažení](#). Kit bude dostupný za 1 - 2 týdny a nyní je ta nejlepší doba pro jeho objednání.

Super multiplex #bestincovid již brzy...



Dále chceme informovat, že se můžete těšit na nový multiplex, pomocí kterého bude možné detekovat a odlišit původní SARS-CoV-2, britskou, brazilskou i jihoafrickou variantu. Konkrétně se bude jednat o tyto targety:

- SARS-CoV-2 geny E a N
- mutace N501Y
- mutace del69/70
- mutace K417N
- mutace E484K

Kit bude dostupný za 2-3 týdny, ale objednávat ho můžete také již dnes. Pro bližší informace nás, prosíme, kontaktujte.