

- Kalibrace pipet a dalších pístových objemových přístrojů dle IP-01 (ČSN EN ISO 8655-6)
- Jednokanálové a vícekanálové pipety, steppery, dilutory, byrety a dávkovače
- Akreditovaný rozsah kalibrací 1µl až 220 ml
- Jiné objemy jsou kalibrovány mimo rozsah akreditace

## OBJEDNÁVKA KALIBRACE PIPET, STEPPERŮ, DILUTORŮ, BYRET A DÁVKOVAČŮ

Platné od 10. 01. 2022

**Výrobní číslo** - pokud není uvedeno na měřidle, označte měřidlo jednoznačným evidenčním číslem.

**Oprava poškozeného měřidla** - zatrhněte, pokud je požadován servis včetně vyčištění. Servis poškozených měřidel s výměnou dílů se provádí pouze v případě dostupnosti náhradních dílů. Oprava bude provedena v servisu DYNEX TECHNOLOGIES.

**Neprovádět justování** - zatrhněte, pokud si nepřejete justování měřidla na nejlepší možný soulad dle ČSN EN 8655-xxx.

**Střední objem** - standardně  $V_{max}/2$ . Pokud je požadován jiný objem, uveďte jeho hodnotu.

**Neprovádět výrok o shodě s ČSN EN ISO 8655-xxx** – zatrhněte, pokud si nepřejete uvést na kalibračním listě vyjádření shody s normou.

**Poznámka** – možnost pro zadání upřesňujících údajů

**Dekontaminace zákazníkem** - pokud bylo měřidlo před odesláním dekontaminována, potvrďte podpisem níže

**Způsob odběru** - zatrhněte zvolený způsob vrácení měřidel. Osobní odběr – zákazník si vyzvedne měřidla v sídle firmy DYNEX v době 8:00 – 16:30 hod. Zaslát na výše uvedenou adresu – měřidla budou zaslána na uvedenou adresu. Dopravné a balné je 60 Kč.

**Ceník** - ceny kalibrací jsou k dispozici na vyžádání v Kalibrační laboratoři DYNEX

Součástí ceny je vystavení kalibračního listu. Kalibrované měřidlo bude označeno štítkem.

Měřidla jsou standardně kalibrována do 3 pracovních dnů od obdržení.

**Pro dosažení optimálních výsledků je třeba poslat s pipetou i používané špičky v počtu nejméně 11 špiček pro fixní a 33 špiček pro nastavitelné pipety na jeden kanál.**

- Kalibrace pipet a dalších pístových objemových přístrojů dle IP-01 (ČSN EN ISO 8655-6)
- Jednokanálové a vícekanálové pipety, steppingy, dilutory, byrety a dávkovače
- Akreditovaný rozsah kalibrací 1µl až 220 ml
- Jiné objemy jsou kalibrovány mimo rozsah akreditace

Objednavatel /oddělení:

Adresa:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Datum:

Podpis:

Způsob odběru po kalibraci:

Osobní odběr v kalibrační laboratoři

Zaslat na výše uvedenou adresu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Výrobní číslo										
Oprava poškozeného měřidla										
Neprovádět justování										
Střední objem										
Neprovádět výřok o shodě s ČSN EN ISO 8655-xxx										
Poznámka										
Dekontaminace zákaznickem Jméno, podpis										